

Bâtonnet Soin de Bouche Mousse Blanche

Conique

• Dénomination

Bâtonnet soin de bouche mousse blanche, conique, à usage unique.

Petit et Grand modèle.

• Indications

Indiqué pour l'hygiène buccale des bouches saines.

• Caractéristiques

- **Absorption** : mousse de haute qualité, très absorbante.
- **Ergonomie** : forme conique adaptée à la cavité buccale saine du patient.
- **Manche** : bois ou plastique pour une bonne préhension du bâtonnet.
- **Densité** : mousse dense pour un nettoyage rapide et efficace.
- **Couleur blanche** : pour détecter les dépôts de la bouche et les analyser.
- **Contrôle qualité** : tests de la résistance mécanique selon processus validés.
- **Traçabilité** : numéro de lot sur chaque bâtonnet ou sachet pour assurer la traçabilité du produit.

• Références

Référence	Dénomination	Hauteur mousse (mm)	Diamètre base mousse (mm)	Longueur manche (mm)	Diamètre manche (mm)	Matière tourillon et tube
C103	Conique grand modèle	35 (+/- 3 mm)	23 (+/- 3 mm)	150	0.45	Bois
C103P	Conique grand modèle	35 (+/- 3 mm)	23 (+/- 3 mm)	150	0.45	Plastique
CV203	Conique grand modèle	35 (+/- 3 mm)	23 (+/- 3 mm)	150	0.45	Bois
CV203P	Conique grand modèle	35 (+/- 3 mm)	23 (+/- 3 mm)	150	0.45	Plastique
C104	Conique petit modèle	28 (+/- 3 mm)	17 (+/- 3 mm)	150	0.45	Bois
C104P	Conique petit modèle	28 (+/- 3 mm)	17 (+/- 3 mm)	150	0.45	Plastique
CV204	Conique petit modèle	28 (+/- 3 mm)	17 (+/- 3 mm)	150	0.45	Bois
CV204P	Conique petit modèle	28 (+/- 3 mm)	17 (+/- 3 mm)	150	0.45	Plastique



V5.04-2020

• Matériaux utilisés

- Mousse en polyuréthane (polyéther) de couleur blanche.
- Colle (base polyuréthane).
- Manche en bois de hêtre ou en pvc cristal, diamètre 45mm.

• Stérilisation

Bâtonnet non stérile

• Conditionnement

Type de conditionnement	Références	Nombre de bâtonnets	Dimensions en mm
Carton	C103-C103P	10 sachets de 10 bâtonnets	200 X 200 X 145
Carton	CV203-CV203P	100 sachets de 10 bâtonnets	600 X 300 X 300
Carton	C104-C104P	10 sachets de 10 bâtonnets	200 X 200 X 110
Carton	CV204-CV204P	100 sachets de 10 bâtonnets	600 X 300 X 300

• Etiquetage

- Sur chaque unité de conditionnement sont inscrits la référence, le numéro de lot et la date de péremption,
- Symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 980 (Symboles utilisés pour l'étiquetage des dispositifs médicaux).

• Conformité

Classe I non stérile

Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CEE

• Fabricant

- INTER.MED Laboratoires—Pré du Mié 43270 ALLEGRE France
- Certifications : ISO 13485—2016
- Déclaration des dispositifs médicaux auprès de l'ANSM.