



FICHE TECHNIQUE

C104P

BÂTONNET SOINS DE BOUCHE USAGE UNIQUE MOUSSE BLANCHE PETIT CÔNE MANCHE PLASTIQUE 15CM RIGIDE SACHET DE 10 – BOITE DE 100 (10x10)

DESCRIPTION

- Efficacité : mousse dense, douce et souple de haute qualité avec forte capacité d'absorption
- Praticité : couleur blanche pour détecter les dépôts de la bouche et les analyser
- Ergonomie patient : Forme conique adaptée à tous types de bouche

Le Bâtonnet Soins de Bouche Mousse Blanche Conique à usage unique assure un soin efficace pour les bouches saines des patients, permettant de prévenir les lésions buccales et de maintenir une bouche propre et saine ; Assemblé par un collage fort, le bâtonnet peut résister à une traction forte. Expandée sans agents chimiques, la mousse en polyuréthane ne se fragmente pas.

CARACTERISTIQUES

Hauteur totale : 16 cm

INDICATIONS D'UTILISATION

Indiqué pour l'hygiène buccale des bouches saines.

INFORMATIONS TECHNIQUES

COMPOSITION

Mousse blanche petit cone: polyuréthane flexible, Colle DIMAT polyuréthane sans solvant, manche en resine de PVC

Latex ? non	BPA ? non
Phtalates CMR ? non	
Considéré comme médicament ? non	
Origine animale ou végétale ? non	
Sterile ? non	
Durée de validité : 5 ans	

Sur chaque conditionnement primaire et secondaire, pour les dispositifs médicaux, sont inscrits le numéro de lot, le mode de stérilisation éventuel, la date de péremption et/ou de fabrication et les symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 15223-1.



FICHE TECHNIQUE

C104P

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

EMDN : Y0999	
Classe dispositif médical : I	
Organisme notifié DM : NA	
directive(s) - règlement(s) européen(s) : 2017/745	
AQL : 1.5	
OPERATEURS ECONOMIQUES :	
DISTRIBUTEUR : DIDACTIC	
FABRICANT : INTER.MED	

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nomenclature douane : 3005909900
Conditions de stockage et de transport : A l'abri de la lumière, de l'humidité et à une température comprise entre 0 et 45°C

	UNITE	SACHET		BOITE		CARTON	
Référence	EAN	EAN	QTE	EAN	QTE	EAN	QTE
C104P	3760139501867	3760139502673	10	3760139500013	100	3760139503489	4000

	UNITE		SACHET		BOITE		CARTON	
Référence	dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids
C104P			2.00 x 18.00 x 18.00	.230	12.00 x 20.00 x 21.00	.321	62.00 x 40.00 x 79.00	13.180

dimensions (hauteur x largeur x profondeur) en cm, poids en kg