

Bâtonnet Soin de Bouche Mousse Blanche

Etoile



- **Dénomination**

Bâtonnet soin de bouche mousse blanche, étoile « 8 raclettes », à usage unique.

- **Indications**

Indiqué pour le soin des bouches chargées (mucosités, sérosités, dépôts blanchâtres à extraire).

- **Caractéristiques**

- **Absorption** : mousse de haute qualité, très absorbante.
- **Ergonomie** : forme étoile de la mousse avec 8 raclettes, pour retirer les mucosités de la cavité buccale du patient.
- **Manche** : bois ou plastique pour une bonne préhension du bâtonnet.
- **Mousse aérée et accrocheuse** pour enlever les mucosités en douceur : utiliser le bâtonnet de façon rotative, faire tourner le manche entre les doigts, pour décoller les mucosités.
- **Couleur blanche** : pour détecter les dépôts en bouche et les analyser.
- **Contrôle qualité** : tests de résistance mécanique selon des processus validés.
- **Traçabilité** : numéro de lot sur chaque bâtonnet ou chaque sachet pour assurer la traçabilité du produit.

- **Références**

Référence	Dénomination	Hauteur mousse (mm)	Diamètre base mousse (mm)	Longueur manche (mm)	Diamètre manche (mm)	Matière tourillon et tube
C105	Bâtonnet étoile 8 raclettes	25 (+/- 3 mm)	22 (+/- 3 mm)	150	4.5	Bois
C105P	Bâtonnet étoile 8 raclettes	25 (+/- 3 mm)	22 (+/- 3 mm)	150	4.5	Plastique
CV205	Bâtonnet étoile 8 raclettes	25 (+/- 3 mm)	22 (+/- 3 mm)	150	4.5	Bois
CV205P	Bâtonnet étoile 8 raclettes	25 (+/- 3 mm)	22 (+/- 3 mm)	150	4.5	Plastique

V6.04-2020



• Matériaux utilisés

- Mousse en polyuréthane (polyester) de couleur blanche.
- Colle (base polyuréthane).
- Manche en bois de hêtre ou en pvc cristal, diamètre 0.45mm.

• Stérilisation

Bâtonnet non stérile.

• Conditionnement

Type de conditionnement	Références	Nombre de bâtonnets	Dimensions en mm
Carton	C105-C105P	10 sachets de 10 bâtonnets	200 X 200 X 110
Carton	CV205-CV205P	100 sachets de 10 bâtonnets	600 X 300 X 300

• Etiquetage

- Sur chaque unité de conditionnement sont inscrits la référence, le numéro de lot et la date de péremption.
- Symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 980 (Symboles utilisés pour l'étiquetage des dispositifs médicaux).

• Conformité

Classe I non stérile

Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CEE

• Fabricant

- INTER.MED Laboratoires—Pré du Mié 43270 ALLEGRE France
- Certifications : ISO 13485—2016
- Déclaration des dispositifs médicaux auprès de l'ANSM.

