

Bâtonnet Soins de Bouche Mousse Blanche

Mousse à dents



Dénomination

Bâtonnet soins de bouche mousse blanche, mousse à dent, à usage unique.

Indications

Indiqué pour le soin buccal des bouches fragiles et altérées (bouches hémorragiques, mycosiques).

Caractéristiques

- **Absorption** : mousse de haute qualité, très absorbante.
- **Ergonomie** : forme dentelée et ciselée de la mousse adaptée à la cavité buccale altérée du patient.
- **Manche** : bois ou plastique pour une bonne préhension du bâtonnet.
- **Densité** : mousse dense pour un nettoyage rapide et efficace : partie ciselée pour les dents, partie arrondie pour l'intérieur de la joue. Lors du soin, utiliser le bâtonnet de façon verticale.
- **Couleur blanche** : pour détecter les dépôts en bouche et les analyser.
- **Contrôle qualité** : tests de résistance mécanique selon des processus validés.
- **Traçabilité** : numéro de lot sur chaque bâtonnet ou sachet pour assurer la traçabilité du produit.

Références

Référence	Dénomination	Hauteur mousse (mm)	Diamètre base mousse (mm)	Longueur manche (mm)	Diamètre manche (mm)	Matière tourillon et tube
C106	Bâtonnet Mousse à Dents	25 (+/- 3mm)	22 (+/- 3mm)	150	0.45	Bois
C106P	Bâtonnet Mousse à Dents	25 (+/- 3mm)	22 (+/- 3mm)	150	0.45	Plastique
CV206	Bâtonnet Mousse à Dents	25 (+/- 3mm)	22 (+/- 3mm)	150	0.45	Bois
CV206P	Bâtonnet Mousse à Dents	25 (+/- 3mm)	22 (+/- 3mm)	150	0.45	Plastique

V6.04-2020



• Matériaux utilisés

- Mousse Blanche en polyuréthane, polyéther, de couleur blanche.
- Colle (base polyuréthane).
- Manche en bois de hêtre ou en pvc cristal, diamètre 45mm.

• Stérilisation

Bâtonnet non stérile.

• Conditionnement

Type de conditionnement	Références	Nombre de bâtonnets	Dimensions en mm
Carton	C106-C106P	5 sachets zippés de 20 bâtonnets	200 X 200 X 110
Carton	CV206-CV206P	50 sachets zippés de 20 bâtonnets	600 X 300 X 300

• Etiquetage

- Sur chaque unité de conditionnement sont inscrits la référence, le numéro de lot et la date de péremption.
- Symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 980: Symboles utilisés pour l'étiquetage des dispositifs médicaux.

• Conformité

Classe I non stérile.

Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CEE.

• Fabricant

- INTER.MED Laboratoires—Pré du Mié 43270 ALLEGRE France
- Certifications : ISO 13485—2016
- Déclaration des dispositifs médicaux auprès de l'ANSM.

