



FICHE TECHNIQUE

CLAN01

GRATTE-LANGUE MOUSSE BI-FACE - MANCHE PLASTIQUE 15 CM- SACHET DE 20 UNITES - CARTONS DE 100 UNITES (5x20)

DESCRIPTION

- Efficacité : mousse de haute qualité avec forte capacité d'absorption
- Praticité : couleur blanche pour détecter les dépôts de la bouche et les analyses
- Ergonomie patient : face bleue pour extraire les mucosités de la cavité buccale et face blanche pour terminer le soin en douceur.

Le Bâtonnet Grat' Lang[®] Mousse Bi Face dispose d'un côté mousse doux pour les zones sensibles et délicates et d'un côté grattant pour soulager les langues chargées, saburrales. Le soin effectué avec Le Bâtonnet Grat' Lang[®] améliore l'aspect esthétique de la bouche du patient. Assemblé par un collage fort, le bâtonnet peut résister à une traction forte. Expansée sans agents chimiques, la mousse en polyuréthane ne se fragmente pas.

CARACTERISTIQUES

INDICATIONS D'UTILISATION

Indiqué pour le soin quotidien des langues chargées

INFORMATIONS TECHNIQUES

COMPOSITION

Mousse : polyuréthane flexible, Colle dimat en polyuréthane sans solvant, manche en PVC

Latex ? non	BPA ? non
Phtalates ? non	
Considéré comme médicament ? non	
Origine animale ou végétale ? non	
Stérile ? non	
Durée de validité : 5 ans	

Sur chaque conditionnement primaire et secondaire, pour les dispositifs médicaux, sont inscrits le numéro de lot, le mode de stérilisation éventuel, la date de péremption et/ou de fabrication et les symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 15223-1.



FICHE TECHNIQUE CLAN01

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Classe dispositif médical : I
 Organisme notifié DM : NA
 directive(s) - règlement(s) européen(s) : 2017/745
 AQL : 1.5

OPERATEURS ECONOMIQUES :

DISTRIBUTEUR : DIDACTIC
 FABRICANT : INTER.MED

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nomenclature douane : 3005909900
 Conditions de stockage et de transport : A l'abri de la lumière, de l'humidité et de la chaleur

Référence	UNITE		SACHET		BOITE		CARTON	
	EAN	EAN	QTE	EAN	QTE	EAN	QTE	
CLAN01	3760139501874	3760139502680	20	3760139500020	100	3760139503496	4000	

Référence	UNITE		SACHET		BOITE		CARTON	
	dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids	dimensions	poids
CLAN01					20.50 x 20.50 x 11.70	.300	62.50 x 40.50 x 79.00	13.320

dimensions (hauteur x largeur x profondeur) en cm, poids en kg