

Gants d'examen Latex non poudrés Polysem Medical®



• Dénomination

Gants Latex non stériles non poudrés ambidextres

• Caractéristiques

- **Confort** : Elastique, souple et résistant
- **Ergonomie** : Bonne sensibilité et excellente tenue
- **Bonne préhension** : Surface texturée micro-rugosités
- **Sans poudre** : Compatible avec l'utilisation de solution et gel hydroalcooliques

• Références

Nom	Référence	Taille	Longueur	Epaisseur		Couleur
				Paume	Doigts/ Manchette	
Polysem Medical®	GLNP56	XS (5-6)	240 mm	± 0,08 mm	± 0,08 mm	Crème
	GLNP67	S (6-7)				
	GLNP78	M (7-8)				
	GLNP89	L (8-9)				
	GLNP910	XL (9-10)				

• Conditionnement

Références	Boite (Lxlxh)		Carton (Lxlxh)		Palette
GLNP_	100 pièces	220x110x70 (mm)	1 000 pièces	350x220x220 (mm)	70 cartons

• Matériaux utilisés

- Latex de caoutchouc naturel (susceptible de provoquer des allergies)

La présence de Latex naturel est indiquée sur le conditionnement par le logo suivant :



- Agent de vulcanisation : Sulfure
- Accélérateurs de vulcanisation: ZDEC et ZMBT

• Etiquetage

- Sur chaque unité sont inscrits la référence, le numéro de lot et la date de péremption,
- Symboles utilisés en accord avec la norme NF EN ISO 15523-1 : Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.

• EAN

Référence	UDI - EAN gant	EAN Boite	EAN Carton
GLNP56	36618090275021	3661809175022	3661809275029
GLNP67	3661809023736	3661809123733	3661809223730
GLNP78	3661809023743	3661809123740	3661809223747
GLNP89	3661809023750	3661809123757	3661809223754
GLNP910	3661809023767	3661809123764	3661809223761

• Conformité

DISPOSITIF MEDICAL Classe I,

- Règlement 2017/745 U.E.

EN 455 : Gants médicaux non réutilisables. Parties 1 2 3 & 4,

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

- Règlement 2016/425 U.E.

EN 374 : Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes. Parties 1 2 4 & 5

EN16523 : Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques. Partie 1 - Produits chimiques liquides.



• Documentation

- Fiche Bon Usage : Le Bon Gant pour le Bon Geste,
- Fiche EUROPHARMAT : www.didactic.fr / www.euro-pharmat.com,
- Référencement GERES (Groupe d'Étude sur le Risque d'Exposition des Soignants aux agents infectieux) : www.geres.org.