

Speculum vaginal stérile Type Cusco




• Dénomination

Speculum vaginal type Cusco stérile

• Caractéristiques

- **Utilisation** : Dispositif pour examen gynécologique
- **Réglage** : Facile, par blocage, silencieux
- **Transparence**



• Références

Référence	Taille	Code couleur (vis et blister)
SPEV20	20 mm	Orange
SPEV24	24 mm	Bleu
SPEV26	26 mm	Rouge
SPEV30	30 mm	Vert

• Matériaux utilisés

- Polyéthylène : Barrette
- GPPS : Corps

STERILE	EO
---------	----

• Stérilisation

- Oxyde d'éthylène
- Conservation: 5 ans après la date de stérilisation

• Conditionnement

Blister individuel	Boite	Carton
Unité	20 pièces	160 pièces
(L x l) 205mm x 149mm	(L x l x h) 220mm x 180mm x 240mm	(L x l x h) 450mm x 390mm x 500mm

Une palette standard peut contenir 16 cartons - Stérilité assurée par le conditionnement individuel - Témoin de passage en stérilisation présent sur le carton

• Etiquetage

- Sur chaque unité sont inscrits la référence, le numéro de lot et la date de péremption,
- Symboles utilisés en accord avec la norme NF EN ISO 15223 : Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.

• Conformité 1370

- Classe I stérile
- Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CEE
- ISO 13485 (Système de management de la qualité)

• Documentation

- Fiche EUROPHARMAT : www.didactic.fr / www.euro-pharmat.com