

PG- PAINGONE QLM

Groupe : Paingone TENS electrode

Sous-groupe :



Paingone Qalm- prévient et soulage les migraines

Paingone Qalm prévient et soulage les migraines

- * Appareil médical de classe 2 a
- * Spécialement conçu pour prévenir et soulager les migraines grâce à l'électrostimulation TENS du nerf tri-jumeau.
- * 2 programmes de stimulation:

1. Programme prévention: une séance de 20 minutes par jours aide à diminuer le nombre d'attaques de migraines
2. Programme soulagement: s'utilise pendant 60 minutes lorsque l'on sent que la migraine va arriver ou quand la migraine est installée

- * Niveaux d'intensité: 34
- * Batterie rechargeable

* Le pack contient:

- 1x Paingone Qalm
- 3x gel pads (consommable)
- 1x câble de rechargement
- 1x boîte de rangement
- 1x manuel d'utilisation

Paingone Qalm est un appareil médical, il est important de toujours lire la notice d'utilisation et de consulter son médecin traitant.

- * CNK: 4235040
- * ACL: 6256442

Emballage	Quantité	code EAN	L(mm)	l(mm)	H(mm)	Kg
PIECE	1	5060035704392	175	50	130	0,277
CART_IN	4	25060035704396	275	195	125	1,25
CART_OUT	40	15060035704399	0	0	0	12

Garantie (mois): **24**

Tarif Douanier: **90189075**

Nombre batteries: **No battery**

Batteries Inclus

Alimentation: