



Certifié
10G

Matelas immobilisateur 10G billes compartimentées PU

Code : 100701

Type : product

Attribute set : Matelas et attelles à dépression

Général

Général

Désignation	Matelas immobilisateur 10G billes compartimentées PU
Description courte	Fabrication innovante.
Description	<p>Dispositif permettant d'immobiliser au maximum une victime en respectant l'alignement de son axe tête-cou-tronc et de la déplacer sans aggraver son état. Généralement utilisé lorsqu'il y a suspicion de fracture. Matériau souple et résistant apportant confort et légèreté. Assemblage des différentes couches par thermosoudure haute fréquence. Nombre de couches : 2 couches + 1 couche de renfort aux pieds pour une durée de vie accrue. Double matelassage avec coutures décalées assurant une répartition des billes sur toute la surface. 90 compartiments renfermant les billes. Raidisseur en bois permettant un maintien solide de l'axe tête-cou-tronc.</p> <p>Forme anatomique avec découpe 10G. 2 bandes de portage latérales avec chacune alternance de 2 ouvertures larges pour les poignées fixes rouges et 4 poignées amovibles noires. 1 poignée amovible à la tête et 1 aux pieds. Nombreux points pour positionnement de poignées supplémentaires optionnelles et/ou pour le passage des sangles. 4 sangles de sécurité de couleurs différentes pour faciliter le repérage lors de leur fermeture. Sangles menton et front à velcro. Étiquette d'identification avec numéro individuel, personnalisable (nous consulter). Vanne ¼ de tour. Compatible IRM et scanner. Radiotransparent. Faible poids, faible encombrement. Facile à plier et à ranger dans l'ambulance.</p> <p>FABRICATION FRANCAISE.</p>

Général > Informations produits

Dimensions

Poids du produit (kg)	9.8
-----------------------	-----

Détails produits

Matière	PU : polyuréthane 360 g/m ² et polyester 1100 dtex TPU 700 g/m ²
---------	--

Général > Règlementation

Règlementation

Dispositif médical ou EPI	Dispositif médical de Classe 1
---------------------------	--------------------------------

Caractéristiques techniques > Spécificités produits

Spécificités produits

Caractéristiques Produit	<p>Valve de surpression et dépression placée à l'extérieur du matelas. Rétractation : 1% en longueur et 3% en largeur avec une pression intérieure réduite de 500 hPa. Billes en polystyrène Ø 1mm, densité 65g/cm³. Température d'utilisation : de -30°C à +70°C. Marquage dos bande couleur verte pour identifier le pliage.</p>
--------------------------	---

Logistique > Stockage

Informations de stockage

Poids du colis (kg)	10
Hauteur du colis (cm)	24
Largeur du colis (cm)	70
Longueur du colis (cm)	100

Logistique > Informations commerciales

Informations commerciales

Nomenclature douanière	9404219000
Pays d'origine	France