



[Fiche technique]

Coudocor non tissé

Réf. 240400

Attelle d'urgence à utiliser en cas de traumatologie du bras : fracture, luxation ou entorse.

Attelle d'immobilisation de l'épaule, de la ceinture scapulo-humérale et du membre supérieur en général.

Traumatologie du membre supérieur : luxations, entorses, fractures.

Informations complémentaires

Taille unique.

Caractéristiques techniques

Marque	Sober
Dimensions	29 x 22 x 3 cm
Caractéristiques produit	Taille unique.
Couleur	Blanc
Utilisation	Usage unique
Conforme 10g	Non
Matière	Polyamide, polyester, polypropylène Sans latex Sans phtalates Sans nickel Absence de produit d'origine animale ou biologique
Unité de vente	A l'unité
Poids	46 g
Instructions d'utilisation	Placer le bras dans le manchon en tissu non-tissé Passer la sangle d'épaule dans le dos et sur l'épaule opposée Passer la sangle autour de la taille
Entretien	Ne pas utiliser le dispositif en contact direct avec des pommades ou gels, protéger la zone sur laquelle sont appliqués ces produits avant la mise en place du dispositif
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	9021101000
Référence fabricant (MPN)	COUD-NT/S
Quelle fonctionnalité recherchez vous?	Souple
Quel age a la victime que vous souhaitez transférer?	Adulte
Quelle configuration du produit recherchez-vous?	A l'unité