



[Fiche technique]

Collier cervical en 2 parties Sober

Réf. 247007 - 247008 - 247009 - 247003 - 247004
- 247005

Collier cervical solide et confortable en mousse haute densité plastifiée.

Très facile à mettre en place sur la victime.

Radio-transparent et lavable.

Collier indiqué en cas de suspicion de traumatisme cervical.

Solide et confortable : en mousse haute densité plastifiée avec 1 orifice trachéal et 2 orifices carotidiens.

Mise en place aisée : collier en 2 parties avec fixation par velcro.

Radiotransparent.

Rigide avec appui occipital, sternal et mentonnier.

Informations complémentaires

Disponible en plusieurs tailles.

Caractéristiques techniques

Marque	Sober
Conforme 10g	Non
Matière	Styrène éthylène Butylène styrène Polyamide Polypropylène Sans Latex
Unité de vente	A l'unité
Garantie	2 ans
Instructions d'utilisation	Ne pas utiliser le dispositif en contact direct avec des pommades ou gels, protéger la zone sur laquelle sont appliqués ces produits avant la mise en place du dispositif.
Entretien	Stocker ce dispositif dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'humidité, d'une exposition directe à la lumière et loin d'une source de chaleur. Nettoyage et désinfection par trempage (produits hospitaliers habituels) permettant la réutilisation.
Classification	Dispositif médical de Classe 1
Partie du corps	
Quelle configuration du produit recherchez-vous?	A l'unité
Étanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 247006 - Sac de transport pour collier cervical 2 parties

Références

Réf. 247007	Collier cervical en 2 parties Sober - Bébé violet Dimensions : Hauteur Avant 6cm - Arrière 9cm Poids : 160 g
Réf. 247008	Collier cervical en 2 parties Sober - Petit enfant bleu Dimensions : Hauteur Avant 8cm - Arrière 8.5cm Poids : 160 g
Réf. 247009	Collier cervical en 2 parties Sober - Enfant vert Dimensions : Hauteur Avant 9,5cm - Arrière 10cm Poids : 220 g
Réf. 247003	Collier cervical en 2 parties Sober - Adulte T1 rouge Dimensions : Hauteur Avant 12.5cm - Arrière 13.3cm Poids : 360 g
Réf. 247004	Collier cervical en 2 parties Sober - Adulte T2 rouge Dimensions : Hauteur Avant 13.5cm - Arrière 14.3cm Poids : 450 g
Réf. 247005	Collier cervical en 2 parties Sober - Adulte T3 rouge Dimensions : Hauteur Avant 14.5cm - Arrière 15cm Poids : 530 g

Photos



T2



Collier cervical C4 en deux parties Sober

T1



Collier cervical C4 en deux parties Sober

ENFANT



Collier cervical C4 en deux parties Sober

NOURRISSON




Collier cervical C4 en deux parties Sober

BEBE




Collier cervical C4 en deux parties Sober



Collier cervical C4 en deux parties Sober



Collier cervical C4 en deux parties Sober



Collier cervical C4 en deux parties Sober



6 modèles disponibles					
Bébé	Nourrisson	Enfant	Adulte		
			T1	T2	T3

Collier cervical C4 en deux parties Sober



Collier cervical C4 en deux parties Sober