



[Fiche technique]

Masque silicone réutilisable pour insufflateurs

Réf. 248060 - 248061 - 248062 - 248063 - 248064
- 248065

En silicone (sans latex). Compatibles avec les insufflateurs réutilisables DMT.
Autoclavable à 134 °C. Les bourrelets gonflés permettent d'épouser le visage du patient.

Informations complémentaires

Diamètre 22 mm pour adulte et 15 mm enfant.
Stockage De -18 à 50°C.
Compatible avec les insufflateurs réutilisables en silicone DMT Réf. 248030 - 248040 - 248050.

Caractéristiques techniques

Marque	Dumont Sécurité
Caractéristiques produit	Diamètre 22 mm pour adulte et 15 mm enfant. Stockage De -18 à 50°C. Compatible avec les insufflateurs réutilisables en silicone DMT Réf. 248030 - 248040 - 248050.
Utilisation	Réutilisable
Stérile	Non Stérile
Conforme 10g	Non
Classification	Dispositif médical de Classe 2a
Partie du corps	
Accessoires et Consommables	Réf. 248050 - Insufflateur réutilisable en silicone DMT - Nourrisson + Réservoir O ² + Masque T1 Réf. 248040 - Insufflateur réutilisable en silicone DMT - Enfant + Réservoir O ² + Masque silicone T3

Références

Réf. 248060	Masque silicone réutilisable pour insufflateurs DMT - T0 nourrisson Taille âge : Nourrisson
Réf. 248061	Masques pour Bavu réutilisables en silicone autoclavable - T1 bébé Taille âge : Bébé
Réf. 248062	Masque silicone réutilisable pour insufflateurs DMT - T2 enfant Taille âge : Enfant
Réf. 248063	Masque silicone réutilisable pour insufflateurs DMT - T3 adolescent Taille âge : Adolescent
Réf. 248064	Masque silicone réutilisable pour insufflateurs DMT - T4 petit adulte Taille âge : Petit Adulte
Réf. 248065	Masque silicone réutilisable pour insufflateurs DMT - T5 adulte Taille âge : Adulte