

Insufflateur à usage unique - taille Adulte

Code : 248073

Type : product

Attribute set : Insufflateurs et Inhalateurs



Général

Général

Désignation	Insufflateur à usage unique - taille Adulte
Description	Insufflateur monopatient, auto-remplisseur, avec réserve O2 et tubulure de raccordement O2. Ballon et masque en PVC (sans latex). Réservoir en PE. Valve réservoir monobloc « All in One ». Valve unidirectionnelle avec raccord orientable. Nouveauté sur la taille Adulte : ajout de la valve de surpression pour une plus grande sécurité patient. Valve de surpression Adulte tarée à 60 cm d'eau. Sac réservoir adulte 2500 ml. Grip de préhension pour prise en main facile. Grand confort d'utilisation. Livré en 4 parties. (insufflateur - poche réservoir - masque - tube).

Général > Informations produits

Dimensions

Poids du produit (kg)	0.5
-----------------------	-----

Détails produits

Stérile	Non stérile
Matière	Ballon en PVC. Poche réservoir en PE.

Vie du produit

Garantie constructeur (mois)	1
------------------------------	---

Général > Règlementation

Règlementation

Dispositif médical ou EPI	Dispositif médical de Classe 2a
Date de validité certificat	2028-12-31 00:00:00

Caractéristiques techniques > Capacité

Capacité

Volume du sac réservoir (ml)	2500
------------------------------	------

Caractéristiques techniques > Configuration

Configuration produit

Composition de l'ensemble	- Masque, valve patient avec valve de surpression - Ballon d'insufflation - Poche réservoir - Tube à oxygène
---------------------------	--

Caractéristiques techniques > Spécificités produits

Spécificités produits

Caractéristiques Produit	Dispositif médical de Classe 2a
--------------------------	---------------------------------

Logistique > Stockage

Informations de stockage

Poids du colis (kg)	0.27
Hauteur du colis (cm)	35
Largeur du colis (cm)	10
Longueur du colis (cm)	16

Logistique > Informations commerciales

Informations commerciales

Nomenclature douanière	9019200000
Pays d'origine	Taiwan