



[Fiche technique]

Armoire à pharmacie 8 à 10 personnes - Remplie

Réf. 252466

Armoire à pharmacie métallique pour 8 à 10 personnes, remplie.
Armoire une porte avec serrure.
Equippée de 2 étagères pour faciliter le rangement.

Informations complémentaires

Perçages pour fixation murale prévus (quincaillerie non fournie).

Caractéristiques techniques

Marque	Secourbox
Dimensions	(Lxlxh) 46 x 30 x 14 cm
Caractéristiques produit	Perçages pour fixation murale prévus (quincaillerie non fournie).

Composition de l'ensemble	- 3 bandes de fixation 6 cm x 4 m - 3 bandes de fixation 10 cm x 4 m - 3 bandes extensible 7 cm x 4 m - 1 pansement compressif stérile 8 cm x 1 m - 1 pansement compressif stérile 12 cm x 1 m - 2 sachets de 10 pansements adhésifs assortis - 8 blisters de 5 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm - 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm - 3 sachets de coton 20 g - 3 lingettes de chlorhexidine désinfectante - 10 dosettes de chlorhexidine 0.5% désinfectante - 10 dosettes de sérum physiologique - 3 sachets d'hydrogel pour soin des brûlures - 1 compresse d'hydrogel pour brûlure 10 x 10 cm Burnshield - 3 lingettes au calendula - 3 lingettes avec solution hydroalcoolique décontaminante - 1 paire de ciseaux Jesco - 2 paires de gants sans latex stériles taille L - 1 pince à écharde - 12 épingles de sûreté - 1 doigtier simili cuir - 1 couverture de survie non stérile taille adulte - 1 écharpe triangulaire en non-tissé - 1 guide 1er secours
Couleur	Blanc, Bleu Clair
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Poids	3.584 kg
Livré avec	3 bandes de fixation 6 cm x 4 m - 3 bandes de fixation 10 cm x 4 m - 3 bandes extensible 7 cm x 4 m - 1 pansement compressif stérile 8 cm x 1 m - 1 pansement compressif stérile 12 cm x 1 m - 2 sachets de 10 pansements adhésifs assortis - 8 blisters de 5 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm - 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm - 3 sachets de coton 20 g - 3 lingettes de chlorhexidine désinfectante - 10 dosettes de chlorhexidine 05% désinfectante - 10 dosettes de sérum physiologique - 3 sachets d'hydrogel pour soin des brûlures - 1 compresse d'hydrogel pour brûlure 10 x 10 cm Burnshield - 3 lingettes au calendula - 3 lingettes avec solution hydroalcoolique décontaminante - 1 paire de ciseaux Jesco - 2 paires de gants sans latex stériles taille L - 1 pince à écharde - 12 épingles de sûreté - 1 doigtier simili cuir - 1 couverture de survie non stérile taille adulte - 1 écharpe triangulaire en non-tissé - 1 guide 1er secours
Classification	Assemblage de dispositifs médicaux
Partie du corps	
Code SH	3006500000
Accessoires et Consommables	Réf. 252486 - Kit de remplissage pour armoire à pharmacie 8 à 10 personnes

Photos

