



[Fiche technique]

Kit pour Accident d'Exposition au Sang AES ARV

Réf. 270500

Permet une intervention rapide et efficace sur une personne présentant un Accident d'Exposition au Sang ou aux Virus.

Emballage plastique scellé permettant de conserver le matériel nécessaire à l'abri de la poussière, des saletés ou des projections de liquide.

Valise rigide avec support mural est disponible en option.

Egalement pédagogique, rappelle la conduite à tenir préconisée par les référentiels de Premiers Secours en Equipe.

Caractéristiques techniques

Marque	Secourbox
Dimensions	(LxIxh) 32 x 24 x 6,5 cm +/- 5%
Composition de l'ensemble	1 déclaration d'accident A4 10 dosettes de sérum physiologique stérile 1 solution AES (alcool isopropylique) en flacon de 60ml 3 blisters de 5 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm 1 flacon lave-oeil NaCl 0,9% avec douchette 100 ml 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2,5 cm 1 sac de déchets DASRI jaune 15 litres 1 savon Flowpack 12 g
Stérile	Non Stérile
Poids	380 gr +/- 5%
Classification	Assemblage de dispositifs médicaux