



[Fiche technique]

Coffret laryngoscope fibre optique

Réf. 291038

Coffret de secours avec lames à usage unique.

Mallette de secours contenant un manche plastique + 6 lames jetables : Miller 0,1,2 et Mac Intosh 2,3,4.
Endoscope équipé d'une lumière permettant l'intubation trachéale.

Informations complémentaires

Ne peut être utilisé que par du personnel médical habilité.

A utiliser dans les 5 ans suivant la date de fabrication pour de meilleures performances.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxlxh) 28 x 26 x 4.5 cm
Stérile	Non stérile
Composition de l'ensemble	1 manche 3 lames Macintosh (2-3-4) 3 Lames Miller (0-1-2) 1 mallette de transport
Matière	Polycarbonate
Poids	1.55 kg
Couleur	Rouge
Normes et Certification	EN 1041:2008+A1:2013 EN ISO 15223-1:2016 EN ISO14971:2012 EN ISO13485:2016 EN ISO 7376:2009 EN ISO10993-1:2009/AC:2010 EN ISO10993-5:2009 ISO 10993-10:2010 EN 62366: 2008
Alimentation	2 piles LR14
Instructions d'utilisation	Installer une lame de taille appropriée Insérer le laryngoscope dans la bouche du patient Une fois l'examen terminé, jeter la lame dans une poubelle spécifique déchets médicaux étiquetés pour éviter l'infection
Entretien	Les lames sont jetables Le manche doit être nettoyé et désinfecté avant et après utilisation Conserver à l'abri du soleil et de la chaleur
Classification	Dispositif médical de Classe 2a