



[Fiche technique]

Sac à dos d'intervention léger 35 L

Réf. 291800

Sac compact et léger.

Sac en Cordura 1000 deniers avec traitement déperlant. Volume : 35 L.

Il offre un accès pratique au matériel médical grâce à ses nombreux rangements et à l'ouverture complète de son compartiment principal.

Ce sac est équipé des éléments suivants :

- 5 trousse de couleurs avec fenêtre (jaune, bleu, rouge, vert et marron). Dimensions (Lxlxh) : 32 x 12 x 12 cm.
- 1 poche isotherme en mousse aluminisée. Ouverture complète du compartiment grâce à un zip avec curseur cadénassable/scellable. Dimensions (L x h) : 20 x 25 cm.
- 1 ampoulier en mousse thermo-compressée 12 emplacements. Dimensions (Lxlxh) : 15,5 x 11 x 6 cm. Peut être clipsé à la ceinture.
- 1 grande poche frontale renforcée.
- 6 bandes rétro réfléchissantes 3M : 2 sur la poche frontale, 1 sur chaque bretelle et 1 sur chaque côté du sac.


Informations complémentaires

Bandes rétroréfléchissantes 3M conformes à la norme ISO 20471.

Caractéristiques techniques

Marque	Dumont Sécurité
Dimensions	(h x L x p) Sac 55 x 34,5 x 22 cm. Poche avant 42 x 25,5 x 4 cm
Caractéristiques produit	Bandes rétroréfléchissantes 3M conformes à la norme ISO 20471.
Couleur	Rouge
Volume	35 L
Conforme 10g	Non
Matière	Nylon Cordura®1000 deniers enduction PVC avec traitement teflon pour effet déperlant et pour réduire les imprégnations des taches. Epaisseur : 0,8mm, grammage : 600g/m².
Unité de vente	A l'unité
Poids	1.5 kg
Charge maximale admissible	20 kg
Livré avec	Accessoires amovibles : 5 pochettes, 1 mini-ampoulier, 1 poche isotherme
Garantie	1 an
Normes et Certification	Toutes les poches et pochettes sont s à la réglementation européenne REACH et à la norme NF 1865.
Entretien	Entretien : lavage à l'eau savonneuse ou nettoyage haute pression. Le sac peut également être lavé en lave linge à 40°C à condition de retourner le sac pour ne pas abimer les bandes rétroréfléchissantes.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	4202929190
Référence fabricant (MPN)	WA 19849/1
Accessoires et Consommables	Réf. 291710 - Ampoulier thermoformé bandoulière Réf. 291816 - Poche multi-usages marron Réf. 291814 - Poche multi-usages jaune Réf. 291815 - Poche multi-usages bleu Réf. 291811 - Poche intubation verte Réf. 291812 - Poche perfusion rouge

Photos



□

Sac à dos rouge de secours
55x34,5x22cm 35L avec
aménagement intérieur