



[Fiche technique]

Sac vomitoire DMT Vom

Réf. 292105

Sac récupérateur

Le DMT VOM permet une utilisation simple en cas de nausées et incontinence urinaire.

Il peut être utilisé dans de nombreuses applications de la vie courante.

Utile et pratique, il peut se glisser dans un sac, dans la voiture...

Sac gradué tous les 100 avec collerette de type "entonnoir". 1L - Gradués tous les 0,1 L

Informations complémentaires

Epaisseur du matériau : ≤ 1 mm.

Système de fermeture : entonnoir et valve anti-retour se referment automatiquement après utilisation pour éviter un renversement qui le rend totalement étanche après usage.


Caractéristiques techniques

Marque	Dumont Sécurité
Dimensions	(Lxl) 15.5 x 36 cm
Caractéristiques produit	Epaisseur du matériau : ≤ 1 mm. Système de fermeture : entonnoir et valve anti-retour se referment automatiquement après utilisation pour éviter un renversement qui le rend totalement étanche après usage.
Couleur	Transparent
Volume	1000 ml - Gradué tous les 100 ml
Conforme 10g	Non
Matière	Sac en polyéthylène - Collerette en carton résistant - sans latex
Unité de vente	A l'unité
Poids	20 g l'unité
Instructions d'utilisation	Déplier le sac et le maintenir le cône en hauteur. Pousser les extrémités du cône vers le centre pour former un entonnoir. Evacuer vomissement ou urine du cône dans le sac. L'entonnoir et la valve anti-retour se referment automatiquement après utilisation pour éviter tous risques de renversements.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	3926909290
Référence fabricant (MPN)	#H01-1490
Etanche	Non

Photos



Sac vomitoire DMT VOM - la
pièce



Sac vomitoire DMT VOM - la
pièce



Sac vomitoire DMT VOM - la
pièce