


Réf. 248096 (30104)
Réf. 296296 (30102N)



MASQUE RCP DE POCHE HANDY




INSTRUCTIONS UTILISATEUR :

**METTRE LE MASQUE
CONTRE LE VISAGE**

**SOUFFLER DE L'AIR
DANS LE FILTRE**

**RETIRER LE FILTRE DE LA BOUCHE POUR
PERMETTRE L'EXPIRATION**



RÉPÉTER COMME INDIQUÉ DANS LA PROCÉDURE DE RCP



Fabriqué par :
HSINER Co., LTD.
312, Jhongshang Rd., Shengang Dist., Taichung City
429, Taiwan

Importé en France par :
DUMONT SECURITE
9 rue Lucien Rosengart
01506 Ambérieu-en-Bugey
Tél : 04 74 46 13 00
Fax : 04 74 38 35 22



Représenté en Europe par :
Hsiner EU Rep
mdi Europa GmbH
Langenhagener Str.71
D-30855 Langenhagen
Germany
Tel : +49 511 39089530
Email : info@mdi-europa.com

