



[Fiche technique]

Masque de bouche-à-bouche avec porte clé souple

Réf. 296296

Valve à filtre unidirectionnelle intégrée et filtre jetable pour protéger le secouriste des substances corporelles potentiellement infectieuses du patient, comme le vomi ou le sang.

Informations complémentaires

Durée de vie 3 ans.

Température d'utilisation : 15 à 25°C.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Durée de vie 3 ans. Température d'utilisation : 15 à 25°C.
Couleur	Rouge
Utilisation	Usage unique
Conforme 10g	Non
Matière	Pochette en nylon Masque en polyéthylène (sans latex)
Unité de vente	A l'unité
Tailles disponibles	Taille unique
Livré avec	Un porte-clés en nylon rouge
Classification	Dispositif médical de classe 2a
Partie du corps	
Code SH	9019200000
Référence fabricant (MPN)	30102