



[Fiche technique]

Masque pour réanimation avec étui plastique rigide

Réf. 302150

Transparent à bourrelet, équipé du raccord O2, valve unidirectionnelle à clapet et élastique de maintien.
Résistance expiratoire : 4,5 cm H2O.
Dessin explicatif pour l'intervention au dos.

Informations complémentaires

Résistance expiratoire : 4,5 cm H2O.
Dessin explicatif pour l'intervention au dos.
Durée de vie : 3 ans.
Température de stockage et d'utilisation : 15 à 25°C.
Humidité : <85%.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxlxh) 13,5 x 10,6 x 4,8 cm
Caractéristiques produit	Résistance expiratoire : 4,5 cm H2O. Dessin explicatif pour l'intervention au dos. Durée de vie : 3 ans. Température de stockage et d'utilisation : 15 à 25°C. Humidité : <85%.
Couleur	Blanc, Vert
Utilisation	Usage unique
Stérile	Non Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Masque : PVC Etui : PP Absence de latex
Unité de vente	A l'unité (avec étui plastique rigide)
Livré avec	Etui plastique rigide de poche
Entretien	Le réanimateur de poche CPR ne contient aucune substance dangereuse et peut être jeté avec les ordures ménagères.
Classification	Dispositif medical de classe 2a
Partie du corps	
Code SH	9019200000
Référence fabricant (MPN)	30100

Photos

