



[Fiche technique]

Collier cervical réglable PATRIOT

Réf. 302403 - 302444

Possibilité de régler la taille du collier cervical grâce à ses 4 niveaux de réglage.

Très rapide et facile à mettre en place sur le cou du patient.

Radio transparent : compatible avec les IRM et scanners.

Collier cervical multi-tailles disponible en version enfant et adulte.

Mentonnière brevetée assurant une excellente immobilisation.

Application simple et rapide : il suffit simplement de l'ajuster à la victime et de l'attacher.

Support de nuque aéré et large ouverture trachéale, rangement et stockage à plat, résistant à l'eau, radiotransparent, nettoyage à l'eau savonneuse.

Réalisé en polyéthylène injecté, moulé et recouvert de mousse hypoallergénique.

Informations complémentaires

3 niveaux de réglage pour le collier enfant et 4 niveaux de réglage pour le collier adulte garantissant un usage unique personnalisé (de 28 à 58 cm pour la taille adulte et de 20 à 46cm pour la taille enfant).

Caractéristiques techniques

Marque	Ossur
Couleur	Blanc, Bleu
Conforme 10g	Non
Matière	Polyéthylène injecté haute densité Sans latex
Unité de vente	A l'unité
Classification	Dispositif médical de Classe 1
Partie du corps	
Quelle configuration du produit recherchez-vous?	A l'unité
Étanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 302416 - Sac pour colliers cervicaux

Références

Réf. 302444	Collier cervical réglable Patriot - Enfant (3 réglages)
Réf. 302403	Collier cervical réglable Patriot - Adulte (4 réglages)

Photos

