



[Fiche technique]

Garrot tourniquet tactique SOF TACTICAL

Réf. 303333 - 303444

Système de serrage et de blocage pour stopper l'hémorragie.

Garrot fabriqué à partir de matériaux de qualité très résistants.

Vis de réglage de sécurité en acier empêchant tout desserrage accidentel de la pression.

Système de blocage double pour une garantie du maintien continu du garrot, même lors de mouvement de la victime.

Spécialement développé pour obtenir une efficacité à l'épreuve de conditions météorologiques difficiles et de la saleté.

Très pratique, peut se poser à une seule main sur soi-même ou sur un patient.

Peut être apposé sur un bandage ou un pansement nécessitant une pression minimum pour arrêter une hémorragie.

Doté d'une étiquette sur la bande permettant de noter l'heure de pose.

Informations complémentaires

Vis de sécurité et boucle revêtues d'un lubrifiant antirouille.

Replié, garrot tourniquet très compact pour être emporté facilement lors d'interventions.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Emballé 15.2 x 5 x 5 cm
Matière	Molette de sûreté en acier
Poids	198 g
Classification	Dispositif médical de Classe 1

Références

Réf. 303444 Garrot tourniquet tactique SOF TACTICAL - Orange

Réf. 303333 Garrot tourniquet tactique SOF TACTICAL - Noir