



[Fiche technique]

## **Sac médical PACK PLUS**

Réf. 303900 - 303950

**Sac de grande qualité par sa haute résistance, son ergonomie adaptée aux premiers secours et l'attention particulière portée à la finition (comme la haute visibilité),**

En Cordura 1000 deniers avec zip haute résistance YKK surdimensionnés (taille 12),

- Volume : 80 L ,
- Ouverture totale du sac pour un accès optimal aux pochettes,
- 5 poches extérieures en mousse semi-rigide thermo-compressée avec rangements en PVC transparent armé,
- 6 pochettes de rangement internes amovibles de couleurs (bleu, rouge, orange, jaune, vert et marron) avec face avant transparente,
- 1 housse de pluie,
- 3 passants élastiques permettant de fixer des éléments additionnels,
- 4 fenêtres d'identification en PVC injecté,
- Dos thermo compressé assurant ergonomie et grand confort de portage,
- Fond renforcé en bâche type bâche de camion avec pieds en PVC rigides de 10 mm afin de protéger le sac de l'abrasion,
- Bandes retro réfléchissantes 3M positionnées en face avant et sur les côtés pour plus de visibilité,

Peut contenir des colliers cervicaux,

Portage dos et à la main (verticalement ou horizontalement),

Avec un passant de treuillage (résistance de 400 kg en traction),

## **Informations complémentaires**

## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions</b>                      | Pochettes de rangement (Lxlxp) 33 x 14,5 x 8 cm. Sac (LxHxP) 45 x 54 x 33 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Volume</b>                          | 80 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Conforme 10g</b>                    | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Matière</b>                         | Nylon Cordura®1000 deniers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Unité de vente</b>                  | A l'unité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Poids</b>                           | 2.9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Garantie</b>                        | 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Partie du corps</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Etanche</b>                         | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Accessoires et<br/>Consommables</b> | Réf. 280200 - Trolley de transport pour sacs médecins et oxygénothérapie<br>Réf. 303901 - Pochette orange pour sac DMT PACK PLUS<br>Réf. 303902 - Pochette marron pour sac DMT PACK PLUS<br>Réf. 303903 - Pochette verte pour sac DMT PACK PLUS<br>Réf. 303904 - Pochette bleue pour sac DMT PACK PLUS<br>Réf. 303905 - Pochette rouge pour sac DMT PACK PLUS<br>Réf. 303906 - Pochette jaune pour sac DMT PACK PLUS |

## Références

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Réf. 303900</b> | Sac médical DMT PACK PLUS - Bleu  |
| <b>Réf. 303950</b> | Sac médical DMT PACK PLUS - Rouge |

## Photos



Sac à dos de secours  
45x54x33cm 80L avec 6  
compartiments intérieurs  
amovibles



Dos 2 bretelles Sac à dos de  
secours 45x54x33cm 80L avec 6  
compartiments intérieurs  
amovibles

