



[Fiche technique]

Sac isothermique double compartiment

Réf. 304151 - 304154

Pour récupérer un membre sectionné.

Pochette isothermique avec fermeture par double pli avec adhésif.

Double séparateur interne permettant de maintenir le membre sectionné au froid sans être en contact direct avec celui-ci.

Pochette isothermique métallisée à bulles d'air. Permet de protéger les membres sectionnés grâce à son double compartiment.

Avec double séparateur interne pour éviter tout contact avec le membre coupé.

Fermeture par double pli avec adhésif.

Informations complémentaires

Son double séparateur interne permet de maintenir les produits en sandwich au centre de la pochette, et les pochettes de froid en périphérie. Ce séparateur évite également que la condensation émise par les réfrigérants ne vienne mouiller les membres sectionnés.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxl) 45 x 45 cm
Couleur	Metal
Conforme 10g	Non
Matière	Film polyester métallisé sous vide, complexé sur film polyéthylène à bulle de 10 mm. Séparateur interne en polyéthylène blanc de qualité alimentaire.
Unité de vente	A l'unité
Partie du corps	
Etanche	Non

Références

Réf. 304154	Sac isotherme double compartiment 30 x 30 cm
Réf. 304151	Sac isotherme double compartiment 45 x 45 cm