



[Fiche technique]

Poche de froid instantané

Réf. 304800 - 304816

Poche de glace instantanée à percuter pour un soulagement rapide d'une douleur dûe à un choc comme un claquage ou une entorse.

Indiqué en cas d'hématomes, entorses, traumatismes, hyperthermie...

Réaction chimique par percussion pour un froid instantané.

La température atteint -5 °C et conserve cette valeur négative pendant au moins 30 minutes.

Destiné exclusivement à un usage externe.

Ne pas appliquer sur la peau endommagée.

Sachet avec triple soudures pour assurer une utilisation en toute sécurité.

Plusieurs couches permettent d'éviter la condensation.

Informations complémentaires

Durée d'efficacité : environ 30 min selon la température des corps en contact

Durée de vie du produit : 5 ans.

Caractéristiques techniques

Marque	Dispotech
Couleur	Blanc
Utilisation	Usage unique
Conforme 10g	Non
Matière	Composition : Urée, chlorure d'ammonium et eau. Sac externe en polyéthylène avec thermosoudure, imperméabilité et résistance.
Unité de vente	Carton de 25
Instructions d'utilisation	Casser la bulle à l'intérieur du sachet en pressant avec force des deux mains. Ensuite, agiter le sachet pour mélanger le contenu. Appliquer la pochette sur la partie à traiter.
Entretien	Stockage : A température ambiante, dans un endroit sec, à l'écart des sources de chaleur, des flammes ou des étincelles.
Classification	Dispositif médical de Classe 2a
Partie du corps	

Références

Réf. 304800	Pochette de froid 14 x 18 cm Dimensions : Le carton (LxIxh) 38 x 26 x 16 cm Poids : 5.76 kg
Réf. 304816	Pochette de froid 14 x 24 cm Dimensions : Le carton (LxIxh) 39 x 20 x 26 cm Poids : 7.06 kg

Photos



Poche de froid instantané à usage unique - Par 25



Poche de froid instantané à usage unique - Par 25



Poche de froid instantané à usage unique - Par 25



Poche de froid instantané à usage unique - Par 25



Poche de froid instantané à usage unique - Par 25



Poche de froid instantané à usage unique - Par 25



Poche de froid instantané à usage unique - Par 25



Poche de froid instantané à usage unique - Par 25



Poche de froid instantané à usage unique - Par 25



Poche de froid instantané à usage unique - Par 25



Poche de froid instantané à usage unique - Par 25



Poche de froid instantané à usage unique - Par 25



Poche de froid instantané à usage unique - Par 25