



[Fiche technique]

## **Aspirateur de mucosités OB1000**

Réf. 305016 - 305017 - 305033

### **Compact et puissant.**

Aspirateur portable avec recueil à usage unique ou bocal réutilisable.

Régulation du vide linéaire.

Niveau de dépression avec molette (indicateur de puissance visuel sur le bouton bleu).

Appareil compatible avec les 2 chargeurs 12V et 220V.

Puissance d'aspiration nominale : 850 mbar  $\pm$  10%.

Dépression d'aspiration maximale : 85 KPa.

Débit d'aspiration nominal : 25 l/mn  $\pm$  10%.

Utilisation avec un bocal autoclavable (réf. 305093) et une poche SERRES 1 000 ml à usage unique avec filtre intégré (réf. 305999).

## **Informations complémentaires**

Temps de recharge de la batterie: 15 heures.

Niveau sonore : 65 décibels.

Durée de vie maximale de l'appareil de 10 ans.

Indicateur d'autonomie de la batterie : Voyant vert, jaune et orange.

Témoin de charge.

Puissance 70 W.

Températures :

- De fonctionnement et de transport : de 0 à 50°C, avec une humidité relative comprise entre 15 et 95%, non condensée.

- De recharge : de 15 à 30°C ;

Pression atmosphérique : de 700 à 1060 mbar.

## Caractéristiques techniques

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marque</b>                      | Boscarol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimensions</b>                  | (l x p x h) 32 x 10 x 25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Composition de l'ensemble</b>   | 1 bocal<br>1 kit sonde<br>1 tubulure d'aspiration de 180 cm / Ø intérieur 6 mm - extérieur 9 mm<br>1 housse de transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Alimentation</b>                | Batterie au plomb . 12 - 15 Vdc - 100 - 230 Vac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Volume</b>                      | 1000 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Poids</b>                       | 3,5 kg (avec accessoires mais sans support mural)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Autonomie</b>                   | 45 minutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Garantie</b>                    | 2 ans pour l'appareil. 6 mois pour la batterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Normes et Certification</b>     | ISO 10079-1<br>Le support mural d'ambulance conforme à l'EN1789 (10G) est fourni dans la référence 305016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Indice de protection</b>        | IP34d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Entretien</b>                   | Maintenance conseillée chaque année<br>Maintenance réglementaire tous les 2 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Classification</b>              | Dispositif médical de Classe 2a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Accessoires et Consommables</b> | Réf. 305999 - Poche d'aspiration SERRES usage unique 1000<br>Réf. 305444 - Tubulure d'aspiration PVC 5 mm<br>Réf. 401215 - Sonde d'aspiration rigide Yankauer Aspijet<br>Réf. 305018 - Kit de conversion SERRES pour aspirateur de mucosités OB1000<br>Réf. 305093 - Bocal réutilisable pour OB1000 et OB2012<br>Réf. 305029 - Chargeur 220V 2 broches pour OB1000 ET OB2012<br>Réf. 305096 - Tube de branchement - raccord flacon à aspirateur OB1000 poches SERRES<br>Réf. 305030 - Support mural 10 G pour aspirateur de mucosité Boscarol OB1000<br>Réf. 305097 - Filtre antibactérien pour aspirateur Boscarol<br>Réf. 305038 - Câble allume cigare 2 broches<br>Réf. 305997 - Poche d'aspiration SERRES usage unique 1000 - avec gélifiant |

## Références

|                    |                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. 305016</b> | Aspirateur de mucosités OB1000 avec support mural 10G pour ambulance<br>Livré avec : 1 poche SERRES et 1 support mural 10 G     |
| <b>Réf. 305017</b> | Aspirateur de mucosités OB1000 avec chargeur secteur 220V<br>Livré avec : 1 poche SERRES et 1 chargeur secteur                  |
| <b>Réf. 305033</b> | Aspirateur de mucosités OB1000 avec bocal réutilisable et support mural 10G pour ambulance<br>Livré avec : 1 support mural 10 G |

## Photos



OB1000 Boscarol



Boscarol ob1000



Réf. 305093 - Bocal 1000 ml en  
polypropylène pour aspirateurs  
de mucosités OB1000 et OB2012



aspirateur pompier boscarol  
ob1000