




[Fiche technique]

Tubulure d'aspiration PVC 8 mm

Réf. 305436

Tubulure stérile en PVC de raccordement pour aspirateurs de mucosités manuels et électriques.

Informations complémentaires

Validité 5 ans à partir de la date de stérilisation.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Diamètre intérieur 8 mm / extérieur 12,7 mm. Longueur : 1,80 m
Caractéristiques produit	Validité 5 ans à partir de la date de stérilisation.
Couleur	Transparent
Stérile	Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	PVC
Unité de vente	Boîte de 20
Classification	Dispositif medical de classe 1s
Partie du corps	
Code SH	3917390099