



[Fiche technique]

Comresse membre Hydrogel BURNSHIELD

Réf. 307003 - 307014

Pour bras ou jambe.

Comresse de grande dimension.

Hydrogel composé de 96% d'eau gélifiée et de 4% de Méléaleuca (arbre à thé), extrait végétal reconnu pour ses vertus thérapeutiques sur les brûlures et les coupures.

Protège les terminaisons nerveuses cutanées.

Limite l'évolution de la brûlure en surface et en profondeur.

Minimise les risques traumatiques, d'œdèmes et de séquelles.

Limite le risque d'hypothermie sur les grands brûlés.

Refroidissement immédiat de la zone brûlée.

Maintient une hydratation durable.

Ne coule pas : l'hydrogel reste plus longtemps sur la brûlure, pour une efficacité longue durée.

Antibactérien naturel, non toxique, non irritant, sans danger pour l'utilisation sur les enfants.

Informations complémentaires

Taux de stabilité -15°C +95°C

Caractéristiques techniques

Marque	Burnshield - Soins brûlure
Caractéristiques produit	Taux de stabilité -15°C +95°C
Utilisation	Usage unique
Stérile	Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Hydrogel : 4% Mèlaleuca et gélifiant, 96% d'eau purifiée. Comresse : Polyuréthane. Emballage en aluminium multicouches.
Unité de vente	A l'unité
Instructions d'utilisation	Les informations d'utilisation claires sont indiquées sur le sachet : Ouvrir le sachet et sortir la comresse. Appliquer la comresse sur la brûlure, et la maintenir par un bandage non-absorbant.
Classification	Dispositif médical de Classe 2b
Partie du corps	
Étanche	Non

Références

Réf. 307014	Comresse membre hydrogel BURNSHIELD - 100 x 5 cm
Réf. 307003	Comresse membre hydrogel BURNSHIELD - 40 x 60 cm

Photos



Burnshield est applicable à tous les types de brûlures pendant la phase d'urgence sans restriction aux brûlures du 1er, 2ème et 3ème degrés, compte tenu de la progression significative potentielle des brûlures dans la première heure

Burnshield convient à tous types de brûlures

