



[Fiche technique]

## Chaise portoir PS-120

Réf. 359359

### **Ultra compacte et robuste, peut se plier et se ranger facilement.**

De faible encombrement, elle convient particulièrement aux ambulances.

Composée d'une structure acier recouverte d'une peinture époxy (blanc) et d'une toile en vinyle complètement déhoussable : facile à laver et à décontaminer.

Avec 2 roues à l'arrière et de 2 poignées à l'avant et à l'arrière facilitant les manoeuvres lors du transport de patients.

Conforme EN1865.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	(hxlxp) Dépliée 100 x 55 x 50 cm. Pliée 58 x 50 x 15 cm. Assise (lxp) 39 x 42 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Dimensions (hxlxp) Dépliée 100 x 55 x 50 cm. Pliée 58 x 50 x 15 cm. Assise (lxp) 39 x 42 cm
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Structure acier recouverte d'une peinture époxy jaune et Toile en vinyle complètement déhoussable
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	8.2 kg
<b>Charge maximale admissible</b>	180 kg
<b>Livré avec</b>	2 sangles patient cousues sur la toile
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Normes et Certification</b>	EN 1865 EN 1789
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 1
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	9402900000
<b>Lavable</b>	Oui
<b>Etanche</b>	Non

## Photos



PS-120



PS-120



PS-120



PS-120

Chaise portoir d'ambulance DMT PS-120 Chaise portoir d'ambulance DMT PS-120 Chaise portoir d'ambulance DMT PS-120 Chaise portoir d'ambulance DMT PS-120