



[Fiche technique]

Brancard pliant 10-1

Réf. 4828T

Pliable dans la largeur, léger et faible encombrement.

Permet l'évacuation rapide des victimes.

Toile thermosoudée renforcée par couture, plastifiée lavable haute résistance, ignifugée et imperméable au sang et aux fluides corporels.

Hampes alu recouvertes de poignées PVC noires agrippantes rivetées à chaque extrémité.

Doté de 4 pieds (Lxlxh) 7 x 2.6 x 11 cm vissés et boulonnés, stables qui ne s'enfoncent pas dans le sol.

Livré avec 2 sangles oranges à boucle plastique 180 cm.

Livrée en carton.

Informations complémentaires


Hampes alu recouvertes de poignées PVC noires agrippantes rivetées à chaque extrémité.

Doté de 4 pieds (Lxlxh) 7 x 2.6 x 11 cm vissés et boulonnés, stables qui ne s'enfoncent pas dans le sol.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(LxIxh) Déplié 229 x 55 x 14 cm. Plié 229 x 8 x 15 cm. Surface de couchage 186 x 55 cm
Caractéristiques produit	Dimensions : (LxIxh) Déplié 229 x 55 x 14 cm. Plié 229 x 8 x 15 cm. Surface de couchage 186 x 55 cm
Couleur	Orange
Conforme 10g	Non
Matière	Structure en aluminium anti corrosion et anodisée. Tube aluminium de diamètre 3cm et épaisseur 3mm. Toile enduit PVC ignifugée.
Unité de vente	A l'unité
Poids	6,2 kg
Charge maximale admissible	159
Livré avec	2 sangles oranges à boucle plastique 180 cm
Normes et Certification	Conforme à la norme 90311 ISO 9001 CE
Entretien	Après chaque utilisation nettoyage à l'eau chaude (max 40°C) savonneuse ou un nettoyeur ordinaire Sécher à l'aide d'un chiffon doux ou à l'air libre
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	9402900000
Etanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 482800 - Sac de transport pour brancard pliant 10-1

Photos



Brancard pliable 10-1 - pliant en 2


Brancard pliable 10-1 - pliant en 2



X2


Brancard pliable 10-1 - pliant en 2

COMPACITE




Brancard pliable 10-1 - pliant en 2

FACILITE D'OUVERTURE ET DE FERMETURE



Brancard pliable 10-1 - pliant en 2


FACILITE DE TRANSPORT



Brancard	Déplié	Plié
		

Brancard pliable 10-1 - pliant en 2

BRANCARD



Brancard pliable 10-1 - pliant en 2