



[Fiche technique]

Chaise portoir 4 roues FERNO S-242

Réf. 503010

La véritable chaise Ferno, ergonomique, fiable et solide.

La référence dans le monde de l'urgence.

La chaise permet un déplacement plus aisé sur sol irrégulier.

Pliage et dépliage aisés à une main en un seul mouvement de 2 secondes.

Toile en vinyle orange enduit remplaçable et facilement lavable.

4 roues à roulement à billes avec revêtement en gomme de qualité supérieure : 2 roues fixes à l'arrière et 2 roues pivotantes freinées à l'avant.

1 repose-pieds.

2 poignées avant télescopiques ergonomiques réglables en hauteur.

4 poignées arrière repliables facilitant le portage dans les pentes prononcées ou dans les escaliers.

Sécurité anti-pliage pendant l'utilisation.

Conforme EN1865.

Dispositif médical classe 1

Informations complémentaires

Toile démontable par fermeture éclair.

Caractéristiques techniques

Marque	Ferno
Dimensions	(hxlxp) Dépliée 92 x 53 x 74 cm avec poignées rabattues. Pliée 92 x 53 x 17 cm. Assise (lxp) 43 x 42 cm. Hauteur assise 48 cm. Dossier (Lxl) 46 x 43 cm. ø roues arrière 120 mm / avant 80 mm.
Caractéristiques produit	Dimensions : (hxlxp) Dépliée 92 x 53 x 74 cm avec poignées rabattues. Pliée 92 x 53 x 17 cm. Assise (lxp) 43 x 42 cm. Hauteur assise 48 cm. Dossier (Lxl) 46 x 43 cm. ø roues arrière 120 mm / avant 80 mm.
Couleur	Orange
Conforme 10g	Non
Matière	Structure aluminium anodisé Toile en vinyle orange enduit anti-feu M1 Sangles en nylon
Unité de vente	A l'unité
Poids	9,4 kg
Charge maximale admissible	159 kg testé à 250 kg
Livré avec	3 sangles de maintien patient noires avec boucles plastique (livrées montées)
Normes et Certification	Dispositif médical de classe 1 Conforme EN 1865-4-2012
Instructions d'utilisation	Nettoyage à l'eau chaude à 40 °C avec du savon. Rincer et sécher à l'aide d'un chiffon.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Autres options disponibles	Pour le portage avec bretelles, il est nécessaire de prendre les références suivantes : Réf. 503012 - Chaise S242 avec anneaux de portage Réf. 1844 - Bretelles de portage
Partie du corps	
Code SH	9402900000
Référence fabricant (MPN)	60-0110-002

Photos

