

## Civière de relevage polyéthylène

Code : 506101

Type : product

Attribute set : Plans dur et civières



### Général

#### Général

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation        | Civière de relevage polyéthylène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marque             | Dumont Sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Description courte | Civière de relevage pliable en polyéthylène compatible rayons X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Description        | <p>Munie d'un dispositif d'écartement central longitudinal permettant de glisser les deux parties de la civière sous le patient et de l'assembler ensuite afin de ne pas avoir à bouger le patient.</p> <p>Radiotransparent, facile à nettoyer.</p> <p>Emplacement de tête ergonomique permettant de maintenir l'alignement de la colonne vertébrale de la victime.</p> <p>Simple d'utilisation, permet une intervention rapide.</p> <p>La longueur de la civière s'ajuste selon la taille du patient grâce à la partie télescopique en pieds.</p> <p>La civière se rabat pour un rangement compact.</p> <p>10 poignées : 6 poignées latérales et 4 poignées situées aux extrémités.</p> <p>Charnières invisibles permettant le pliage avant rangement.</p> |

### Général > Informations produits

#### Dimensions

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Hauteur du produit (cm)  | 6.5  |
| Largeur du produit (cm)  | 44.6 |
| Longueur du produit (cm) | 165  |
| Poids du produit (kg)    | 8.4  |

#### Détails produits

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Matière | Polyéthylène haute densité |
| Couleur | Jaune                      |

#### Vie du produit

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Garantie constructeur (mois) | 12 |
|------------------------------|----|

## Entretien

Nettoyage avec un chiffon ou une brosse souple. Utiliser de l'eau propre ou du produit de nettoyage neutre.  
Désinfection avec un produit en spray ou une lingette prévus à cet effet.  
Ne pas utiliser de produit à base d'iode ou acides et basiques.  
Stockage dans un endroit sec.

## Général > Règlementation

### Règlementation

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Dispositif médical ou EPI | Dispositif médical de Classe 1 |
| Normes                    | EN1865                         |

## Caractéristiques techniques > Capacité

### Capacité

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Charge maximale admissible (kg) | 180 |
|---------------------------------|-----|

## Caractéristiques techniques > Spécificités produits

### Spécificités produits

|                          |                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques Produit | Dimensions dépliée (Lxlxh) : 165 x 44,6 x 6,5 cm<br>Dimensions pliée (Lxlxh) : 120 x 44,7 x 8x5 cm<br>Longueur ajustable de 165 à 200 cm |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Marketing > Déclinaisons et accessoires

### Déclinaisons et accessoires

|            |                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Livré avec | 3 sangles de maintien 130 cm en 2 parties avec boucles à déverrouillage rapide<br>Notice |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Logistique > Stockage

### Informations de stockage

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Poids du colis (kg)    | 9.587 |
| Hauteur du colis (cm)  | 8     |
| Largeur du colis (cm)  | 48    |
| Longueur du colis (cm) | 164   |

## Logistique > Informations commerciales

### Informations commerciales

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Nomenclature douanière | 3926909790 |
|------------------------|------------|

---

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Unité de vente | A l'unité (sous carton) |
| Pays d'origine | Chine                   |

---