

**SET DE 8 CANULES DE GUEDEL
NON STERILE**

REF 970441 HS-50001

LOT

Taille 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 mm



CE
2460

Température de stockage : -20 à 60° C.
Enfant à Adulte



Mise en garde :

1. Ce matériel doit être utilisé par des personnes habilitées ou ayant reçu une formation ou des consignes médicales adaptées.
2. Durée de vie 3 ans.
3. A usage unique

Instructions d'utilisation :

1. A stocker loin d'une source de chaleur et de lumière.
2. Veiller à ce que le passage du flux d'air soit bien dégagé avant utilisation.
3. En cas de défectuosité, remplacez immédiatement la canule.
4. Conçu pour maintenir ou ouvrir les voies respiratoires en empêchant la langue de recouvrir l'épiglotte.



Fabriqué par :
HSINER Co., LTD.
312, Jhongshang Rd., Shengang Dist.,
Taichung City 429, Taiwan

EC **REP**

Représenté en Europe par :
Hsiner EU Rep
mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30855 Langenhagen
Germany
Tel: +49 511 39089530
Email: info@mdi-europa.com

Importé en France par :
DUMONT SECURITE
9 rue Lucien Rosengart
01506 Ambérieu-en-Bugey
Tél : 04 74 46 13 00
Fax : 04 74 38 35 22