



[Fiche technique]

Set canules de Guedel 8 tailles en malette

Réf. 970441

A usage unique.

8 tailles en malette : 1 modèle par taille de T000 à T5.

Informations complémentaires

Boîte rigide et transparente pour une meilleure visualisation du contenu.

Identification par couleur pour un usage simplifié.

8 tailles différentes de 40 à 120 mm.

Tube semi-rigide en plastique, sous la forme de point d'interrogation utilisé dans le but de maintenir ouvertes les voies aériennes d'un patient.

Il empêche également l'affaissement de la langue contre le pharynx.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Boîte rigide et transparente pour une meilleure visualisation du contenu. Identification par couleur pour un usage simplifié. 8 tailles différentes de 40 à 120 mm. Tube semi-rigide en plastique, sous la forme de point d'interrogation utilisé dans le but de maintenir ouvertes les voies aériennes d'un patient. Il empêche également l'affaissement de la langue contre le pharynx.
Stérile	Non Stérile
Conforme 10g	Non
Classification	Dispositif medical de classe 1
Référence fabricant (MPN)	50001
Etanche	Non