

# ROLLATOR 4 ROUES

## Migo 2G



*Ultra léger et réglable en hauteur*

### Rollator pliant avec plateau et panier Migo 2G

- Siège large, panier et plateau pour plus de confort au quotidien
- Porte-canne de série positionnable sur le côté du rollator de votre choix
- Poignées à pousser anatomiques réglables en hauteur pour une meilleure adaptabilité
- Produit pliable pour faciliter le rangement et le transport
- Pliage facilité grâce à une poignée intégrée à l'assise
- Freins de parking de série simple et fiable pour votre sécurité

### Caractéristiques

- Profondeur maxi : 61 cm
- Largeur hors-tout : 58 cm
- Hauteur totale : 100 cm
- Longueur plié : 24 cm
- Hauteur des poignées : 80 à 100 cm
- Largeur entre les poignées : 44,5 cm
- Largeur de l'assise : 36 cm
- Profondeur de l'assise : 23,5 cm
- Largeur entre les roues arrière : 43 cm
- Hauteur sol/siège : 60 cm
- Dimensions du rollator plié : 23 x 58 x 74 cm
- Matériau du cadre : tube en acier de précision
- Poids total : 9,1 kg
- Poids maximal supporté : 130 kg



MODÈLE	RÉFÉRENCE	CODE ACL
MIGO 2G	723600000	36643 901 660 7 3

