

Fauteuil de confort *Inéo Confort*



- Design et intuitif
- Inclinaison manuelle ou électrique
- 21 coloris disponibles



Chaque jour, nous améliorons **votre vie**

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Inéo Confort

Design personnalisable

Entièrement conçu et fabriqué en France, **Inéo Confort** propose un design associant confort, esthétique et fonctionnalité.

2 types de revêtements sont disponibles pour une adaptation idéale aux besoins du patient.



Revêtement « Club »



Microfibre aspect cuir patiné.

Un touché doux pour un accueil très confortable.

Imperméable et facile d'entretien.

PVC aspect cuir

Surpiqué, pour une finition haut de gamme.

Grande facilité d'entretien.

Imperméable et très résistant.

Nombreux coloris pour

une personnalisation totale.

Classé Non-Feu M2.



20 couleurs
disponibles
avec surpiqûres
de finition*.



* Voir fiche de prescription pour informations complémentaires

Inéo Confort

Réglages et adaptation en toute simplicité



Compact et léger

Démontage et transport aisés.

Poids plié : à partir de 18.4 kg.



Kit de mobilité intérieur

Facilite le déplacement sans les grandes roues arrière (option).



Inéo Confort

Versions électriques pour plus d'autonomie



1 vérin électrique



(A) Réglage électrique de l'inclinaison de l'assise.
(réglage de l'inclinaison du dossier par ressort à gaz)



2 vérins électriques



(A) Réglage électrique de l'inclinaison de l'assise.

(B) Réglage électrique de l'inclinaison du dossier.

(C) Réglage électrique de l'inclinaison de l'assise et du dossier simultanément (A+B).

Option batterie

Pour un fonctionnement autonome, une batterie est fixée discrètement sous l'assise et la recharge se fait grâce à une prise facilement accessible.



Inéo Confort

Configurations



Profondeur d'assise réglable
en continu sur 40 mm.

Hauteur du dossier 560 mm.



Dossier réglable en inclinaison
amplitude 30°.

Assise réglable en inclinaison
amplitude 20°.



6 largeurs d'assise :

- Taille 39 : 390 mm
- Taille 42 : 420 mm
- Taille 45 : 450 mm
- Taille 48 : 480 mm
- Taille 51 : 510 mm
- Taille 54 : 540 mm

Hauteur sol/plaque d'assise	Roue arrière	Fixation roue arrière	Fourche	Roue avant
450 mm	24"	2	2	8"
425 mm	24"	1	2	6"
425 mm	22"	2	2	6"
400 mm	22"	1	1	6"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur d'assise	Profondeur d'assise réglable	Largeur hors-tout	Hauteur d'assise	Hauteur des accoudoirs	Hauteur hors-tout (sans appui-tête)	Longueur hors-tout (avec repose-jambes)	Poids du fauteuil	Poids maxi utilisateur
T 39 : 390 / 420 mm T 45 : 450 / 480 mm T 51 : 510 / 540 mm	430 à 470 mm 430 à 470 mm 460 à 500 mm	620 mm 680 mm 740 mm	400 à 450 mm	210 mm	1090 mm	1170 mm 1170 mm 1200 mm	à partir de 34 kg	125 kg

Dimensions ± 10 mm, ± 1 kg.

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration. Ne pas jeter sur la voie publique. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice.



M 096 07 213

Cachet du distributeur

Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD (FRANCE)
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

Inéo Confort

Options disponibles



Appareil de soutien partiel de la tête.



Accoudoirs réglables en hauteur.



Tablette ventrale.



Tablette latérale.




Manchette gouttière.



Coussin visco-élastique.



Cale-tronc.



Plot d'abduction.

- Batterie de fonctionnement autonome.
- Freins tierce-personne.
- Ceinture ventrale.
- Kit de mobilité intérieur.
- Porte-sérum.
- Roues arrière 22" à bandages noirs.
- Roues avant 6" à bandages noirs.

Revêtements disponibles



« **Club** » : microfibre aspect cuir patiné.

PVC : 20 coloris disponibles avec surpiqûre coordonnée (en stock ou sur commande)*.



* Voir fiche de prescription pour informations complémentaires