

# Fauteuil de confort

*IDS*oft Evolution



- Confort et maintien
- Disponible en version électrique
- Adaptable

Chaque jour, nous améliorons votre vie

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE

### 2 versions disponibles

#### IDSoftevoLution

Standard



#### IDSoftevoLution Prime

Equipé de deux gouttières réglables et orientables de série



### Bascule du dossier et de l'assise électrique : 2 versions disponibles

#### Version 2 vérins électriques



(A) Réglage électrique de l'inclinaison du dossier.

(B) Réglage électrique de l'inclinaison de l'assise.

(C) Réglage électrique de l'inclinaison de l'assise et du dossier simultanément.

#### Version 1 vérin électrique



Réglage électrique de l'inclinaison de l'assise.



#### Option batterie

Pour un fonctionnement autonome (1 ou 2 vérins électriques, jusqu'à 480 cycles d'autonomie\*).



\*Test interne réalisé avec un poids patient de 70 kg. 480 cycles complets en version 1 vérin, 271 cycles complets en version 2 vérins.

Grâce à son châssis, le fauteuil reste stable quelques soient les inclinaisons du dossier et de l'assise.

1

### Structure de dossier plus polyvalente.

Dossier réglable en hauteur sur 8 cm en série et complètement amovible, sauf les tubes qui peuvent recevoir un autre type de dossier si nécessaire (non fourni par Drive DeVilbiss Healthcare France).

2

Plaque d'accoudoir design et rigide.

6

Poignées à pousser réglables en hauteur

5

Châssis léger (couleur bronze) permettant la mise en place de tous types de roues sans changement de platine porte-roue.

4

Accessibilité parfaite au verrouilleur d'accoudoir

3

Glissement du centre de gravité vers l'avant selon l'inclinaison mise en œuvre, assurant une parfaite stabilité au fauteuil.



### Un repose-jambe multi-ajustements très fonctionnel

Coussins de mollets larges, réglables en hauteur en largeur, en rotation et en profondeur



### Compact

IDSoftevolution se plie facilement et rapidement pour un encombrement minimum.

Poids : 22,2 kg

## Options disponibles



Appui-tête à oreillettes longues et orientables



Tablette standard amovible par coulissement



Cale-tronc



Plot d'abduction



Manchette gouttière mousse visco, réglable et orientable



Roulettes anti-bascule



Version à pousser



Coussin d'assise en mousse visco-élastique (agrée classe II).

- Freinage pour tierce-personne 24", 12,5" ou 16"

- Roues avant 6" x 1"1/4 bandages

- Roues arrières 24" x 1"3/8 pneumatiques

- Roues arrières 22" x 1"3/8 bandages

- Ceinture ventrale

- Tige porte-sérum

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Largeur hors-tout	Hauteur assise	Hauteur pliée	Hauteur hors-tout (selon dossier)	Longueur hors-tout avec potences	Poids du châssis alu	Poids maxi utilisateur
<p>T 39 : 39 à 44 cm T 44 : 44 à 49 cm T 49 : 49 à 54 cm</p>	<p>43 à 48 cm</p>	<p>59 cm 64 cm 69 cm</p>	<p>40 à 45 cm</p>	<p>61 à 66 cm</p>	<p>102 à 107 cm</p>	<p>109 cm</p>	<p>à partir de 34,2 kg</p>	<p>140 kg</p>

M 060 07 22 13

**Dossier inclinable** de 90° (verticale) à 120° et **réglable en hauteur** sur 8 cm et complètement amovible si nécessaire.

**Assise inclinable** de 0 à +20°.

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

Dimensions ± 1 cm.

Cachet du distributeur

### Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie  
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD (FRANCE)  
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

