

Fauteuil manuel *Stan'Up*



- Accoudoirs relevables
- 4 tailles 40 à 51
- Résistant et léger



Chaque jour, nous améliorons **votre vie**

drive

DeVilbiss[®]
HEALTHCARE

Stan'Up

Système de freinage pour tierce-personne et immobilisation par l'utilisateur.

Pliant pour un encombrement minimum aux dimensions (L x l x h) : 615 x 270 x 690 mm (T40).

Accoudoirs relevables multi positions.

Toile nylon double épaisseur avec mousse de confort. Dossier pliant pour le transport.

5 poches de rangement dont 1 sous l'assise et 4 à l'arrière du dossier.

Livré avec ceinture ventrale.



Châssis en aluminium. Poids à partir de 11.7 kg.

Repose-pieds amovibles, escamotables et réglables.

Toile en polyester anti-feu certifiée EN 1021-1 et EN 1021-2.

Ensemble des substances utilisées conformes au règlement REACH : absence de phtalates, parabènes et arsenic.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Références	Largueur d'assise	Profondeur d'assise	Largueur hors-tout	Hauteur assise	Largueur pliée	Hauteur hors-tout (selon dossier)	Poids du châssis alu	Poids maxi utilisateur
M28001200-BLK24	40	425	570	450	270	920	11,7 kg	115 kg
M28001300-BLK24	43		600		280		11,8 kg	
M28001400-BLK24	48		650		290		11,9 kg	
M28001500-BLK24	51		680		300		12,1 kg	

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

Dimensions en mm / ± 1 cm.

Cachet du distributeur



Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD - FRANCE
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

