



# Fauteuils manuels

## *Stan* et *Stan Ultra*

*the original*



*Stan Ultra*



*Stan*

- Léger
- Résistant
- 4 tailles

Chaque jour, nous améliorons **votre vie**

**drive**

**DeVilbiss**<sup>®</sup>  
HEALTHCARE

Système de freinage pour tierce-personne et immobilisation par l'utilisateur.

Pliant pour un encombrement minimum aux dimensions 60 x 70 x 32 cm.



Toile nylon double épaisseur avec mousse de confort. Dossier pliant pour le transport.

Livré avec ceinture ventrale.

Repose-pieds amovibles, escamotables et réglables.

5 poches de rangement dont 1 sous l'assise et 4 à l'arrière du dossier.

Châssis en aluminium.  
**Coloris bronze.**  
Poids à partir de 10.5 kg.



**Coloris rouge disponible jusqu'à épuisement du stock**



# Stan Ultra

Système de freinage et d'immobilisation pour tierce-personne.

Pliant pour un encombrement minimum aux dimensions.



Toile nylon double épaisseur avec mousse de confort. Dossier pliant pour le transport.

Accoudoirs relevables multi positions.

5 poches de rangement dont 1 sous l'assise et 4 à l'arrière du dossier.  
Livré avec ceinture ventrale.



Châssis en aluminium.  
Poids à partir de 12,11 kg.

**Assise réglable en hauteur à 45 ou 50 cm.**



45 cm



50 cm

Repose-pieds amovibles, escamotables et réglables.

Poids patient de **115 kg** à **150 kg\***

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## Stan *the original*

Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Largeur hors-tout	Hauteur assise	Largeur pliée	Hauteur hors-tout (selon dossier)	Poids du châssis alu	Poids maxi utilisateur
							
40 cm 43 cm 48 cm 51 cm	43 cm	57 cm 60 cm 65 cm 68 cm	45 cm	32 cm	86 cm	10,56 kg 10,60 kg 10,66 kg 10,72 kg	115 kg

Dimensions ± 1 cm.

## Stan Ultra

Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Largeur hors-tout	Hauteur assise	Largeur pliée	Hauteur hors-tout (selon dossier)	Poids du châssis alu	Poids maxi utilisateur
							
40 43 48 *51	40 cm	58 61 66 69	45 ou 50 cm	27 cm	98,5 cm	12,11 kg 12,15 kg 12,21 kg 12,35 kg	115 kg 115 kg 115 kg 150 kg

Dimensions ± 1 cm.

Toile nylon noire renforcée classement anti-feu (EN 1021-1:2014 et EN 1021-2:2014) avec mousse de rembourrage.  
Ensemble des substances utilisées conformes au règlement REACH : absence de phtalates, parabènes et arsenic.

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

Cachet du distributeur

### Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie  
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD (France)  
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

