


# Chaise garde-robe 3 en 1 Talis



## Un confort et une intimité en toute sécurité

### ↪ Chaise garde-robe 3 en 1 **Talis**

Une chaise garde-robe mobile, adaptable et résistante

- **Cadre de toilettes** adapté à toutes toilettes standards – utilisation sans seau
- **Rehausseur de toilettes** adapté à toutes toilettes standards – utilisation avec protection conique anti-éclaboussure
- **Chaise garde-robe** indépendante **réglable en hauteur** pour une meilleure adaptation à tout type de tailles d'utilisateurs – utilisation avec seau
- Réglage en hauteur par système de boutons poussoirs
- **Seau amovible** pour une fonction garde-robe indépendante
- **Poignées ergonomiques** pour une meilleure prise et un meilleur maintien



### Caractéristiques

- Profondeur hors-tout : 52 cm
- Largeur hors-tout : 65 cm
- Profondeur d'assise : 42 cm
- Largeur d'assise : 45 cm
- Hauteur hors-tout : 60 à 75 cm
- Hauteur sol/siège : 36 à 51 cm
- Coloris : gris
- Poids total : 5,5 kg
- Poids maximal supporté : 130 kg

|                  |             |                 |                   |
|------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| <b>Référence</b> | S 7000 4800 | <b>Code ACL</b> | 34010 602 006 3 3 |
|------------------|-------------|-----------------|-------------------|



**Drive DeVilbiss Healthcare France** est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.