

ROLLATOR 2 ROUES

Londres Light



Une aide au déplacement pratique et sécurisante

Léger et ergonomique

- **Poids plume : 2,8 kg**
- **Espace dégagé à l'avant** pour une approche facilitée.
- **Deux roues à l'avant** et **embouts antidérapants à l'arrière** pour plus de stabilité à l'arrêt.
- **Poignées ergonomiques** avec réflecteurs embout pour plus de visibilité.
- **Poignées réglables en hauteur** pour s'adapter à toutes les tailles.
- **Siège moussé** permettant de se reposer.
- **Pliage simple** pour un transport et un rangement facilité.

Caractéristiques

- Profondeur hors-tout : 67 cm
- Largeur hors-tout : 55 cm
- Largeur entre les poignées : 51 cm
- Largeur plié : 17 cm
- Hauteur des poignées : 75 à 95 cm
- Hauteur sol/siège : 52 cm
- Dimensions du siège : 39 x 22 cm
- Matière : aluminium
- Couleur : Noir
- Poids total : 2,8 kg
- **Poids maximal supporté : 130 kg**



MODÈLE	RÉFÉRENCE	CODE ACL
LONDRES LIGHT	SA1306500	ACL 36643 901 722 5 8



Drive DeVilbiss Healthcare France
Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD (FRANCE)
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - www.drivedevilbiss.fr

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE