

Rollator *UltraLight*



- **Ultra léger**
- **3 coloris**

Chaque jour, nous améliorons **votre vie**

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

ULtralight

Léger et maniable pour plus de confort

Freins de parking de série

Assise large et confortable en tissu

Sangle dorsale pour une position assise sécurisée

Sac de transport et porte-canne de série pour plus d'autonomie

Pliable et compact pour un transport facilité



Bleu ciel



Blanc



Noir



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur hors-tout	Largeur plié	Hauteur poignées	Hauteur du siège	Profondeur hors-tout	Matière	Poids total	Poids maxi utilisateur
64 cm	27 cm	83 à 93 cm	56 cm	72 cm	Aluminium	5,2 kg	136 kg

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

Dimensions ± 10 mm.



Cachet du distributeur

Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD - FRANCE
Tél. +33 (0)3 83 495 495 - www.drivedevilbiss.fr

