


TABOURET DE DOUCHE

Tahaa



Tabouret de douche à assise tournante

Assise rotative à 360° avec blocage tous les 90°

- **Réglable en hauteur** sur 17,5 cm (pas de 2,5 cm) grâce à un système de boutons poussoirs.
- **Patins antidérapants** de 6 cm de diamètre pour plus de sécurité.
- **Tablette** intermédiaire **rigide** pour ranger et utiliser plus facilement les produits pour la douche.
- **Coussin amovible** pour un meilleur entretien.
- Produit livré sous emballage «Prêt à Vendre».

Caractéristiques

- Matière de l'assise : **polyuréthane**.
- Épaisseur du coussin : **2 cm**.
- Hauteur du siège : **41 à 58 cm**.
- Largeur hors-tout : **38 cm**.
- Diamètre de l'assise : **34 cm**.
- Poids : **2,4 kg**.
- Poids maxi supporté : **135 kg**.



MODÈLE	RÉFÉRENCE	CODE ACL
TAHAA	SA2112600	ACL 34015 285 026 3 7

