

CHAISE DE DOUCHE

Makémo



Chaise de douche adaptable à toutes corpulences

Une douche en toute sécurité

- **Dossier et poignées amovibles** pour faciliter la sortie du patient.
- Dimensions de l'assise **réglables et adaptables** à tous types de corpulence pour plus de confort.
- Chaise **réglable en hauteur** pour convenir à toutes les tailles grâce à un système à visser sans risque de pincement avec témoins de couleur.
- **Séchage** et évacuation de l'eau plus **rapide** grâce au siège perforé.
- **Patins antidérapants** sous chaque pied pour plus de sécurité.
- Produit livré sous emballage «prêt à vendre».



Caractéristiques techniques

- Dimensions du siège : 45 x 36 cm.
- Dimensions du dossier : 43 x 32 cm.
- Dimensions hors-tout : 44 x 55 cm.
- Hauteur sol/siège : 41 à 52 cm.
- Hauteur des poignées : 13 cm.
- Poids total : 4,8 kg.
- Poids maximum supporté : 158 kg.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CODE ACL
Makémo	SA2112800	3401060002206



A 034 08 22 3
Photo non contractuelle – R.C.S. Nancy B 622 034 460