

# CHAISE DE DOUCHE

## Océane avec poignées



**POUR PRENDRE SA DOUCHE EN TOUTE SÉCURITÉ**

### Une chaise de douche confortable, sûre et légère

- **Formes incurvées** de l'assise et du dossier épousant les formes du corps.
- Chaise réglable en hauteur pour convenir à toutes les tailles.
- **Poignées latérales** facilitant l'assise et le relevage.
- Découpe avant facilitant la toilette intime.
- **Patins antidérapants** sous chaque pied pour une sécurité maximale.
- Montage **sans outils**.
- **2 coloris disponibles**.



### Caractéristiques techniques

- Dimensions hors-tout (l x p x h) : 48,5 x 54 x 84 cm
- Hauteur sol/siège (au centre) : de 34,5 à 52 cm
- Dimensions du dossier (l x p x h) : 42 x 2,5 x 17 cm
- Dimensions du siège (l x p x h) : 48,5 x 33 x 2,5 cm
- Matière : aluminium et plastique
- Couleurs : blanc ou bleu.
- Poids total : 2,6 kg.
- Poids maximum supporté : **136 kg**.



MODEL	REFERENCE	CODE ACL
Océane Blanche	<b>SA2119100-BLA24</b>	<b>3664390170810</b>
Océane bleue	<b>SA2119100-BLE24</b>	<b>3664390170827</b>

