

# DONJOY® SE 4 POINT



## INDICATIONS :

- Stabilisation antéropostérieure et rotatoire du genou en cas d'entorse du LCA et/ou du LCP.
- Polyvalente : traitement fonctionnel post-traumatique, utilisation en pré ou post-opératoire après chirurgie ligamentaire, période de rééducation et réathlétisation, pratique sportive.
- Stabilisation latérale du genou après entorse du LLI ou du LLE, LCA et LCP.
- Réglage de l'amplitude articulaire dans la plage déterminée du protocole de soins.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Revêtement en Kraton™ : Possibilité d'utiliser l'attelle dans l'eau, y compris dans l'eau de mer. Rincer et sécher l'attelle après chaque utilisation.
- Système breveté 4 points d'appui.
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° et 90°.
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° et 40° (préréglée à 10°).
- Légère (650 g) et peu encombrante (41 cm).
- Possibilité de blocage à 0°, sur demande (extension complète).
- Livré avec un kit plots de flexion/extension.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en version LCA, LCP et IC (Instabilités Combinées).
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).



Découvrez la vidéo de mise en place d'une attelle rigide avec système 4 points d'appui



Découvrez la vidéo de réglage des plots de flexion/extension pour une SE 4 Point

TAILLE	CODE ARTICLE	CODE ACL
<b>LIGAMENTS CROISÉS ANTÉRIEURS</b>		
LCA - DROITE - XS	11-0980-1-06160	3401043113813
LCA - DROITE - S	11-0980-2-06160	3401043113981
LCA - DROITE - M	11-0980-3-06160	3401043114063
LCA - DROITE - L	11-0980-4-06160	3401043114124
LCA - DROITE - XL	11-0980-5-06160	3401043114292
LCA - DROITE - XXL	11-0980-6-06160	3401043114353
LCA - DROITE - XXXL	11-0980-7-06160	3401043114414
LCA - GAUCHE - XS	11-0981-1-06160	3401043114582
LCA - GAUCHE - S	11-0981-2-06160	3401043114643
LCA - GAUCHE - M	11-0981-3-06160	3401043114704
LCA - GAUCHE - L	11-0981-4-06160	3401043114872
LCA - GAUCHE - XL	11-0981-5-06160	3401043114933
LCA - GAUCHE - XXL	11-0981-6-06160	3401043115015
LCA - GAUCHE - XXXL	11-0981-7-06160	3401043115183
<b>LIGAMENTS CROISÉS POSTÉRIEURS</b>		
LCP - DROITE - XS	11-0982-1-06160	3401043115244
LCP - DROITE - S	11-0982-2-06160	3401043115305
LCP - DROITE - M	11-0982-3-06160	3401043115473
LCP - DROITE - L	11-0982-4-06160	3401043115534
LCP - DROITE - XL	11-0982-5-06160	3401043115763
LCP - DROITE - XXL	11-0982-6-06160	3401043115824
LCP - DROITE - XXXL	11-0982-7-06160	3401043115992
LCP - GAUCHE - XS	11-0983-1-06160	3401043116074
LCP - GAUCHE - S	11-0983-2-06160	3401043116135
LCP - GAUCHE - M	11-0983-3-06160	3401043116364
LCP - GAUCHE - L	11-0983-4-06160	3401043116425
LCP - GAUCHE - XL	11-0983-5-06160	3401043116593
LCP - GAUCHE - XXL	11-0983-6-06160	3401043116654
LCP - GAUCHE - XXXL	11-0983-7-06160	3401043116715
<b>INSTABILITÉS COMBINÉES</b>		
IC - DROITE - XS	11-0984-1-06160	3401043116883
IC - DROITE - S	11-0984-2-06160	3401043116944
IC - DROITE - M	11-0984-3-06160	3401043117026
IC - DROITE - L	11-0984-4-06160	3401043117194
IC - DROITE - XL	11-0984-5-06160	3401043117255
IC - DROITE - XXL	11-0984-6-06160	3401043117316
IC - DROITE - XXXL	11-0984-7-06160	3401043117484
IC - GAUCHE - XS	11-0985-1-06160	3401043117545
IC - GAUCHE - S	11-0985-2-06160	3401043117606
IC - GAUCHE - M	11-0985-3-06160	3401043117774
IC - GAUCHE - L	11-0985-4-06160	3401043117835
IC - GAUCHE - XL	11-0985-5-06160	3401043118085
IC - GAUCHE - XXL	11-0985-6-06160	3401043118146
IC - GAUCHE - XXXL	11-0985-7-06160	3401043118207

ACCESSOIRES	CODE ARTICLE	CODE ACL
PROTECTION ANTI-CHOCS	11-1006-X-06000	-
HABILLAGE SPORT (48 cm)	11-0016-X-06000	-
HABILLAGE DE PROTECTION LYCRA NOIR	11-0075-X-00000	-
HABILLAGE DE PROTECTION NÉOPRÈNE NOIR	11-0122-X	-
ANTI-PINCEMENT MOLLET	11-1095-9-06000	-
PLOTS DE BLOCAGE EN EXTENSION	11-0398-9-00000	3401040699808
KIT-PLOTS DE FLEXION/EXTENSION (INCLUS)	25-0422-0-00000	0888912021487

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau sur le rabat : x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL