



Tableau prises de mesures complètes page 4.



DONJOY®

## ACL Everyday


### Indications :

- Entorses de gravité modérée à grave des ligaments latéraux (LLI ou LLE) et du ligament croisé antérieur (LCA).
- Parfaitement adaptée pour la convalescence et la reprise d'activités.

### Caractéristiques :

- Design ergonomique des embrasses de cuisse et de mollet, adaptable à la morphologie du patient.
- Limitation d'amplitude de l'extension à 0°, 10°, 20°, 30° ou 40° (préréglée à 10°).
- Limitation d'amplitude de la flexion à 45°, 60°, 75° ou 90°.
- Pas de possibilité de blocage à 0° (extension complète).
- Confort accru, grâce aux sangles anti-dérapantes, doublées en « Sili-Grip » hypoallergénique.
- Ne convient pas aux personnes très corpulentes.
- Légère (440 g), réalisée en aluminium de qualité aéronautique.
- Taille réduite (34,5 cm).
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).

Désignation	Prise de Mesure	Code Article	Code ACL
Droite - XS	-	11-1601-1	3401046213770
Droite - S	-	11-1601-2	3401046213831
Droite - M	-	11-1601-3	3401046214081
Droite - L	-	11-1601-4	3401046214142
Droite - XL	-	11-1601-5	3401046214203
Droite - XXL	-	11-1601-6	3401046214371
Droite - XXXL	-	11-1601-7	3401046214432
Gauche - XS	-	11-1600-1	3401046214661
Gauche - S	-	11-1600-2	3401046214722
Gauche - M	-	11-1600-3	3401046214890
Gauche - L	-	11-1600-4	3401046214951
Gauche - XL	-	11-1600-5	3401046215033
Gauche - XXL	-	11-1600-6	3401046215262
Gauche - XXXL	-	11-1600-7	3401046215323



Découvrez la vidéo de réglage des plots de flexion/extension

Accessoires	Prise de Mesure	Code Article	Code GTIN
Habillage sport	-	11-0016-x-06000	-
Habillage sport (Court)	-	11-0103-x-06000	-
Habillage de protection Lycra® noir	-	11-0075-x-00000	-
Habillage de protection néoprène noir	-	11-0122-x	-
Kit-plots de flexion/extension	Taille unique	25-0422-0-00000	-

Le x correspond aux tailles et prises de mesure dans le tableau page 4 :  
 x=1=XS ; x=2=S ; x=3=M ; x=4=L ; x=5=XL ; x=6=XXL ; x=7=XXXL

Prescrire : ACL Everyday DonJoy®