

RELEVEUR DE PIED



INDICATIONS :

- Evite la chute du pied (drop foot) lors de la marche de patients présentant une paralysie des muscles releveurs du pied.
- Paralysie périphérique post-traumatique ou métabolique (diabète...).
- Hémiplégie et autre atteinte neurologique centrale.

CARACTÉRISTIQUES :

- Adaptable par découpe.
- Peut être chauffé pour un ajustement au mollet.
- Maintient le pied à angle droit.
- Prévient tout déséquilibre latéral.
- Excellente tenue du calcanéum.
- Semelle en PVC allégé.
- Coque plastique en polypropylène.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle latéralisé.
- Taille universelle
- Spécifier modèle homme ou femme.

DÉSIGNATION	PRISE DE MESURE	HAUT. ATTELLE	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROIT - HOMME	TAILLE UNIVERSELLE	29 cm	79-81150	3401075627418
GAUCHE - HOMME	TAILLE UNIVERSELLE	29 cm	79-81151	3401075627586
DROIT - FEMME	TAILLE UNIVERSELLE	26,3 cm	79-81160	3401075627647
GAUCHE - FEMME	TAILLE UNIVERSELLE	26,3 cm	79-81161	3401075627708