



INDICATIONS :

- Immobilisation du coude et du poignet en rotation interne, sans abduction.
- Fracture de la palette humérale, de l'olécrane et de la tête radiale.
- Chirurgie ligamentaire du coude.
- Fractures de l'avant-bras nécessitant une immobilisation du coude et du poignet.

CARACTÉRISTIQUES :

- Cette attelle de coude articulée autorise le contrôle de l'amplitude du coude ainsi que du mouvement de prono-supination du poignet.
- Amplitude réglable par incréments de 30°.
- Possibilité de blocage en extension totale ou dans une autre position (4 blocages possibles : 90°, 120°, 150° ou 180°).
- Coques semi-rigides pour une meilleure contention et une facilité de réglage.
- Charnières réglables protégées pour plus de sécurité.
- Les différents réglages du bras et de l'avant-bras permettent une parfaite adaptation à la morphologie du patient.
- Livré avec une sangle de maintien amovible permettant l'immobilisation du coude au corps.
- Légère (550 g).
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (S, M et L).



TAILLE	LONG. AV. BRAS-PAUME	CODE ARTICLE	CODE ACL
S	20 - 29 cm	79-94200	3401077499716
M	29 - 37 cm	79-94210	3401077499884
L	37 - 48 cm	79-94220	3401077499945